# 基础物理实验原始数据记录

实验名称	观测铁磁材料的磁滞回线						
学生姓名		学号_			_专业		
实验日期	年	月	日	成绩评定		<b>炎师签字</b>	

# 第一部分:用示波器观测动态磁滞回线

- 1. 观测样品 1 (铁氧体)的饱和动态磁滞回线(存储数据,在实验报告上精确计算)
  - (1) 测量频率 f =100 Hz 时的饱和磁滞回线。取  $R_1$  =2.0  $\Omega$  ,  $R_2$  =50 k $\Omega$  , C =10.0  $\mu$  F。

## 饱和磁滞回线(竖直方向成对测量)

B	点 1	点 2
(注:-Hs)		(注:- <b>B</b> s)
(注:Hs)		(注:Bs)
Br		
Нс		

#### 饱和磁滞回线(水平方向成对测量)

H B	点 1	点 2
(注:-Bs)		(注:-Hs)

(注:Bs)	(注:Hs)
Br	
Нс	

(2) 固定信号源幅度,观测并记录饱和磁滞回线随频率的变化规律。

变化规律:

为什么?(课后报告里回答)

保持  $R_1$ ,  $R_2$ C 不变, 测量并比较 f=95 Hz 和 150 Hz 时的  $B_r$  和  $H_c$ 

	95Hz	150Hz
Br		
Нс		

(3)在频率 f=50~Hz 下,比较不同积分常量取值对李萨如图的影响。固定励磁电流幅度  $I_m=0.1~A$ ,  $R_1=2.0\Omega$  ,改变积分常量  $R_2C$ 。调节分别为 0.01~s、0.05~s、0.5~s,课上观察并粗略画出不同积分常量 下李萨如图形的示意图。<u>思考为什么积分常量会影响李萨如图形的形状?积分常量是否会影响真实的</u>磁滞回线的形状?(课后报告里回答)

#### 2. 测量样品 1 (铁氧体) 的动态磁滞回线

(1) 在 f=100 Hz 时,取  $R_1$ =2.0  $\Omega$ ,  $R_2$ =50 k $\Omega$ , C=10.0  $\mu$ F。测量 20 个顶点。课后绘制动态磁化曲线。计算振幅磁导率  $\mu$  m, 并绘制其随 Hm 的变化曲线,进而确定起始磁导率。(**注: 要绘制两条曲线:** 动态磁化曲线和  $\mu$  m—Hm 曲线,有同学会忘记绘制磁化曲线)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H <sub>m</sub>										
B <sub>m</sub>										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H <sub>m</sub>										
B <sub>m</sub>										

注:关于20个点的分配,前面点可以适当分配多一些,密集些测量,后面可以少一些。

#### 3. 观察不同频率下样品 2 (硅钢)的动态磁滞回线

**参数调至**  $R_1$ =2.0  $\Omega$ , $R_2$ =50  $k\Omega$ ,C=10.0  $\mu F$ 。在给定交变磁场幅度  $H_m$ =400 A/m 下,测量三种频率 下的  $B_m$ , $B_r$ , $H_c$ 

	20Hz	40Hz	60Hz
--	------	------	------

B <sub>m</sub>		
$B_{\rm r}$		
H <sub>c</sub>		

#### 4. 测量样品 1 (铁氧体) 在不同直流偏置磁场下的可逆磁导率

取 f=100 Hz。电路参数设置为:  $R_1$ =2.0  $\Omega$ ,  $R_2$ =20 k $\Omega$ , C=2.0  $\mu$ F。直流偏置磁场从 0 到 H<sub>s</sub> 单调增加(一定缓慢增加)。测量 10 组回线小线段的斜率。课后把电流换算成磁场强度,并绘制可逆磁导率随外场强度的变化曲线  $\mu$  i-H。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电流										
端点坐标 H1										
端点坐标 B1										
三象限端点 H3(备用)										
三象限端点 B3(备用)										

# 第二部分:用霍尔传感器测量铁磁材料(准)静态磁滞回线

1)将霍尔传感器置于磁场均匀区的中央。取 20 个采样点,测量样品的起始磁化曲线。**实验中记录** I **和 B,课后通过计算,在实验报告中补充 H和修正 H的数值,并利用 B和修正后的 H绘图。**其中利用 讲义公式(3)来计算 H,利用公式(7)来对 H进行修正。

I	В	Н	修正 H	I	В	Н	修正 H (A/m)
(mA)	(mT)	(A/m)	(A/m)	(mA)	(mT)	(A/m)	(A/m)

### 1. 测量模具钢的磁滞回线

对样品进行磁训练后,磁化线圈的电流从饱和电流  $I_m$  开始逐步减小到 0,然后将电流反向,电流 又从 0 增加到- $I_m$ ,重复上述过程,再回到  $I_m$ 。每隔 50mA 测一组  $(I_i, B_i)$  值。实验中记录 I 和 B,课后通过计算,在实验报告中补充 H 和修正 H 的数值,并利用 B 和修正后的 H 绘图。H 和修正 H 的计算方法同上。

I	В	Н	修正 H	I	В	Н	修正 H
(mA)	(mT)	(A/m)	(A/m)	(mA)	(mT)	(A/m)	(A/m)